

## PREDVIĐENA UPOTREBA

Tristel Trio Wipes System je trodelni sistem koji služi za temeljnu dezinfekciju invazivnih i neinvazivnih medicinskih instrumenata bez lumena. Sastoji se od tri maramice i pene Activator Foam koja obavlja korake postupka dekontaminacije:

- 1 Čišćenje maramicom za pripremu čišćenje Tristel Pre-Clean Wipe
- 2 Temeljna dezinfekcija maramicom Tristel Sporicidal Wipe I penom Activator Foam
- 3 Ispiranje maramicom za ispiranje Tristel Rinse Wipe

## PRIMENE

Primene maramica Tristel Trio Wipes uključuju (između ostalog) dekontaminaciju nosnih endoskopa, sondi transezofagealnog ehokardiograma (TOE/TEE), transvaginalnih i transrektalnih ultrazvučnih sondi i drugih invazivnih ultrazvučnih sondi, neinvazivnih ultrazvučnih sondi (uključujući one koje su korišćene tokom invazivnih postupaka), oštrica laringoskopa, intubacijskih endoskopa, manometrijskih katetera i oftalmoloških instrumenata.

## TRISTEL HEMIKALIJE

Tristel Sporicidal Wipe sadrži Tristelov hemijski spoj hlor-dioksid (ClO<sub>2</sub>), temeljno dokumentiran i vrlo učinkovit biocid. Maramica je natopljena Tristel baznim rastvorom (citrusna kiselina), a Tristel pena Activator Foam je razrijeđen rastvor natrijum hlorida. Kada se pomešaju nakon nanošenja pene Activator Foam na maramicu Sporicidal Wipe i kada se stisnu, stvara se Tristelov hemijski spoj hlor-dioksid.

## BIOCIDNI UČINAK MARAMICE TRISTEL SPORICIDAL WIPE

Maramica Tristel Sporicidal Wipe u roku od 30 sekundi od trenutka kontakta uništava opasne organizme: bakterijske spore, mikobakterije, viruse, gljivice i bakterije.

Temeljno je testiran u skladu s evropskim standardom za testiranje suspenzije i standardiziranom metodologijom koja uključuje inokulaciju površina s testnim organizmima. Hlor-dioksid je učinkovit na sledeće opasne mikroorganizme:

- *Clostridium sporogenes*
- Humani papiloma virus (HPV)
- *Mycobacterium tuberculosis*
- Poliovirus tip 1
- Herpes virus tip 1
- Adenovirus tip 5
- *Candida albicans*
- *Staphylococcus aureus*
- Otporan na vankomicin *Enterococcus faecium* (VRE)
- *Escherichia coli*

## KORISNIČKE INSTRUKCIJE

- Dezinfikujte ruke nakon korišćenja dezinfekcijskih sredstava i medicinskih instrumenata.
- Nosite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu (OZO).
- Nemojte koristiti maramice ako su paketići oštećeni ili su maramice suve.
- Nemojte koristiti penu Activator Foam ako je oštećena bočica.
- Zadržite prazne paketiće maramica kako biste popunili Tristel knjižicu za praćenje na kraju postupka dekontaminacije.
- Neprekidno brisanje površine nije potrebno i treba ga izbegavati kako bi se spriječilo otkidanje maramice.
- Samo za profesionalnu upotrebu.
- Ova uputstva za upotrebu (UzU) trebaju se koristiti u kombinaciji s oznakom proizvoda, Sigurnosno-tehničkim listom (STL) i uputstvima proizvođača uređaja.

## KORAK 1 : ČIŠĆENJE



Prvi korak postupka dekontaminacije medicinskih instrumenata je čišćenje površine radi uklanjanja mrlja i organske materije pre temeljne dezinfekcije. Maramica Pre-Clean Wipe natopljena je trostrukim enzimskim sredstvom za čišćenje i surfaktantom.

Maramica Pre-Clean Wipe nosi oznaku CE kao medicinski proizvod klase I (MDD 93/42 EEZ).

- 1 Dezinfikujte ruke i nosite rukavice nakon korišćenja dezinfekcijskih sredstava i medicinskih instrumenata.
- 2 Uzmite jedan paketić maramica Pre-Clean Wipe.
- 3 Izvadite maramicu iz paketića i odložite je na dlan vaše ruke.
- 4 Prebršite površinu medicinskog instrumenta dok više ne budu vidljivi mrlje i organska materija. U slučaju većeg zaprljanja možete upotrebiti više maramica.
- 5 Korišćenu maramicu i rukavice odložite u otpad u skladu s lokalnim propisima. Samo za jednokratnu upotrebu. Čuvajte prazan paketić maramica radi praćenja.

## KORAK 2 : AKTIVIRANJE I TEMELJNA DEZINFEKCIJA



Drugi korak postupka dekontaminacije je temeljna dezinfekcija medicinskog instrumenta.

Maramica Sporicidal Wipe nosi oznaku CE kao medicinski proizvod klase IIb (MDD 93/42 EEZ).

- 6 Dezinfikujte vaše ruke i stavite nove rukavice.
- 7 Uzmite jedan paketić maramica Sporicidal Wipe.
- 8 Izvadite maramicu iz paketića i odložite je na dlan vaše ruke.  
**Napomena:** Aktivirajte maramicu Sporicidal Wipe čim je izvadite iz paketića i odmah je upotrebite.
- 9 Skinite poklopac s bočice aktivne pene (Activator Foam). Nanesite dva puna uzorka aktivne pene na sporicidnu maramicu (Sporicidal Wipe).

**Napomena:** Kod prvog korišćenja bočice pene Activator Foam pritisnite pumpicu dva do četiri puta kako biste je pripremili. Prvi uzorak pene iz bočice može se ostaviti na maramici, a zatim treba istisnuti pune doze pene. Zatim se bočica pene Activator Foam priprema za sledeće maramice.

- 10 Preklopite maramicu i stisnite je držeći tako **15 sekundi** da se aktivira. Uverite se da je maramica ravnomerno pokrivena penom.

Odmah upotrebite aktiviranu maramicu.

Prisutnost mirisa koji podsjeća na hlor potvrđuje da je maramica spremna za upotrebu.

- 11 Prebršite površinu medicinskog instrumenta jednim potezom kako biste ga prekrili penom i pobrinite se da sva područja budu navlažena maramicom. Obratite posebnu pažnju rubovima, izbočinama i ulegnućima.
- 12 Pričekajte **30 sekundi** da deluje.
- 13 Korišćenu maramicu odložite u otpad u skladu s lokalnim propisima. Samo za jednokratnu upotrebu. Čuvajte prazan paketić maramica radi praćenja.



## KORAK 3 : ISPIRANJE



Treći i završni korak postupka dekontaminacije je ispiranje medicinskih instrumenata. Maramica Rinse Wipe natopljena je dejoniziranom vodom i niskim nivoom antioksidansa koji uklanja hemijske ostatke sa površine.

Svaki paketić maramica Rinse Wipe je zapakovan i sterilizovan gama zracima.

Maramica Rinse Wipe nosi oznaku CE kao sterilni proizvod klase I (MDD 93/42 EEZ).

- 14 Uzmite jedan paketić maramica Rinse Wipe.
- 15 Izvadite maramicu iz paketića i odložite je na dlan vaše ruke.
- 16 Prebršite površinu dekontaminiranog instrumenta kao biste uklonili višak pene.
- 17 Korišćenu maramicu i rukavice odložite u otpad u skladu s lokalnim propisima. Samo za jednokratnu upotrebu. Čuvajte prazan paketić maramica radi praćenja.

**Napomena:** Nakon izvršenog ciklusa dekontaminacije, pričekajte da se instrument osuši na vazduhu. Instrument skladištite u skladu s bolničkim protokolima za sprečavanje oštećenja ili ponovnu kontaminaciju.

## KORAK 4 : PRAĆENJE

Sve maramice Tristel Wipes deo su Tristel sistema praćenja. Popunite Tristelovu Knjižicu protokola provere kvaliteta kako biste evidentirali postupak dekontaminacije. Knjižica protokola provere kvaliteta sadrži uputstva o pravilnom popunjavanju stranice za evidentiranje praćenja.